



## 我们分离的胰岛：

### 1. 显微镜下观察胰岛



未用双硫腺（DTZ）染色




双硫腺（DTZ）染色后



吖啶橙-碘化丙啶（AO-PI）染色

### 2. 胰岛功能检测（胰岛素释放实验）：



图：在 1，2，3，7 天，新鲜胰岛在不同糖浓度下的胰岛素释放量

我公司确保分离后胰岛纯度至少 90%。

### 客户需提供：

Collagenase P（Roche 公司）

Ficoll™ PM400（GE Healthcare）

实验动物（SD 大鼠可由公司提供，其他品种请自己准备）

### 我们保证：

提供合格的胰岛，按时送到客户

### 分离价格：

350 元/只（公司提供实验动物）

310 元/只（客户自己准备）

### 预定时间安排

分离服务至少要提前一周预定

具体事宜可来电询问，请联系我们